



Стол массажный стационарный

Артикул	Модель
TS100	SUPERIOR
TS200	SUPERIOR2
TS300	SUPERIOR
TS100/2	SUPERIOR
TS200/2	SUPERIOR2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. Откройте коробку, вытащите все детали. Положите картон на пол, расположите основу стола подушкой вниз. См. рисунок ниже.



2. Закрепите 4 ножки на раме.



3. Закрепите основание



4. Переверните стол и поставьте его на пол.



Отрегулируйте высоту и прикрепите подголовник.